

BRIGHT LIGHT FLOW

BRIGHT LIGHT FLOW

текучий микрогибридный композитный реставрационный материал. Средний уровень текучести, тиксотропность обеспечивают удобство, точность и простоту применения.

ПОКАЗАНИЯ

Реставрация в рамках минимально инвазивной техники
Реставрации передней группы зубов (III - V класса)
Реставрации дефектов V класса (пришеечный кариес, эрозия корня, клиновидные дефекты)
Реставрации маленьких полостей и расширенная герметизация фиссур
Для устранения поднутрений
В качестве основы (первый слой) при комбинированной технике реставраций I и II классов
Ремонт композитных и керамических виниров

СВОЙСТВА


Оптимальная консистенция для удобного внесения.
Низкая усадка. Очень хорошая краевая адаптация.
Высокая износостойкость.
Хорошая эстетика.
Легко полируется.
Высокая рентгеноконтрастность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание наполнителя (% по весу)	56
Средний размер частиц наполнителя (мкм)	0.9
Прочность на изгиб (МПа)	110
Диаметральная прочность на разрыв (МПа)	42
Прочность на сжатие (МПа)	280

Высокая тиксотропность:

текучий при внесении, очень легко дозируется, заполняя любые, даже очень маленькие полости,
средне-стабильный после внесения (почти не меняет форму без механического воздействия, не стекает даже по вертикальной поверхности, что особенно важно при реставрациях верхних зубов).



Сразу после внесения

Через 40 секунд

(вертикальная поверхность)



номер по каталогу

Информация для заказа

1401123XX	Брайт Лайт Флоу (Bright Light Flow) шпр. 2г - 2 шт., насадка для шприца - 5 шт., инструкция по применению.
1401124XX	Брайт Лайт Флоу (Bright Light Flow) шпр. 2г - 1 шт., насадка для шприца - 3 шт., инструкция по применению.
01	A1
02	A2
03	A3
05	A3.5
07	B1
08	B2
04	Ораque A2
<i>В конце каталожного номера вместо «XX» указывается цифровой код, соответствующий цвету</i>	