

reliaBond Xtra

Light-Cure Self-Etching 7th Generation Dental Adhesive



reliaBond Xtra - однокомпонентный самопротравливающий адгезив светового отверждения для эмали и дентина. VII поколения.

«Адгезив «все-в-одном» («all-in-one adhesive»):

«протравка», праймер и бонд в одной формуле.

Отличается хорошей биосовместимостью, простотой использования и отличной прочностью сцепления с эмалью и дентином. Для использования со стоматологическими компомерами и композитами светового отверждения.

Одношаговый - требуется только один этап нанесения, нет необходимости применения протравочных гелей/жидкостей, праймеров. Простое и комфортное применение, экономия времени (вся процедура: нанесение + экспозиция + полимеризация занимает не более 30 секунд).

Назначение продукта

При прямых реставрациях зубов с помощью стоматологических компомеров и композитов светового отверждения.

Особенности

Одношаговое применение.

Высокая сила адгезии.

Не содержит НЕМА.

Очень экономичен в использовании.

Преимущества

Отличная герметизация на границе пломбы/зуба.

Снижение риска постоперационной чувствительности.

При использовании создаёт очень тонкий слой (пленку), что обеспечивает достаточное пространство для композитной реставрации (пломбы) в рамках терапии с минимальным вмешательством и даёт возможность эстетических реставраций даже при очень неглубоких или малых полостях. Превосходные долгосрочные результаты. Высокая биосовместимость.

Не является прекурсором*

* Содержание ацетона менее 50% от общего объёма изделия. Согласно Списку прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список IV) (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2015 N 665), Таблица III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, к прекурсорам относятся изделия (вещества), содержащие ацетон (2-пропанол) в концентрации 60 процентов и более.

Информация для заказа

Жидкость	
Упаковка	Код заказа
Флакон бмл	АН1160
Флакон бмл, аксессуары: аппликаторы, диспенсер с ячейками	АН1100

Технические характеристики

Прочность на сдвиг к дентину	27.8 МПа
Прочность на сдвиг к эмали	26.4 МПа

AHL

Advanced Healthcare Ltd

Units 2-4 Leavers Estate, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44(0)1892 870500 | Fax: +44(0)1892 870482 | Email: sales@ahl.uk.com | Web: www.ahl.uk.com