

# BRIGHT POSTERIOR

## BRIGHT POSTERIOR

светоотверждаемый композитный рентгеноконтрастный композитный материал для реставраций жевательной группы зубов.

Композит «bulk-fill» - может быть внесён в полость и полимеризован слоем до 4мм. Быстрое и простое размещение с отличными эстетическими результатами. Материал обеспечивает высокую прочность, долговечность реставрации.



### Информация для заказа

номер по каталогу

1801114XX	Брайт Постериор (Bright Posterior) шприц 4г:
01	A1
02	A2
03	A3

В конце каталожного номера вместо «XX» указывается цифровой код, соответствующий цвету

### ПОКАЗАНИЯ

Реставрации боковой (жевательной) группы зубов (классы I, II), включая окклюзионные поверхности. Для восстановления разрушенной части зуба - для формирования коронковой культи.

### СВОЙСТВА

Быстрая полимеризация слоями до 4мм.  
Очень низкая полимеризационная усадка.  
Высокая прочность и износостойкость.  
Хорошая эстетика.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание наполнителя (% по весу)	81
Размер частиц наполнителя (мкм)	0.02 - 2.5
Прочность на изгиб (МПа) (МПа)	143
Прочность на сжатие (МПа)	335
Сорбция воды (мкг/мм <sup>3</sup> )	9.8