

AHlute

Glass Ionomer Luting Cement

Стоматологический стеклоиономерный цемент для фиксации различных ортопедических (коронки, мостовидные протезы, вкладки, накладки (inlays, onlays) и некоторых ортодонтических конструкций).

Материал отличается более длительным рабочим временем и меньшей чувствительностью к влаге на начальном этапе отверждения.

Назначение продукта

Фиксация ортопедических конструкций (коронки, мостовидные протезы, вкладки, накладки (inlays, onlays).
Фиксация ортодонтических конструкций (брекеты).

Особенности и преимущества

Наполнитель из стекла очень малого размера - средний размер частиц менее 5 микрон (<5 мкм), что обеспечивает получение очень тонкой толщины плёнки.
Выраженное пролонгированное выделение фтора.
Исключительная прочность цементации.
Высокая износостойкость и эрозийная стойкость.
Простое и быстрое смешивание.
Удобная пастообразная консистенция готового цемента.
Высокий показатель биосовместимости.



Информация для заказа

Порошок/Жидкость 15г/7мл

Код заказа

AH0400

Технические характеристики

Рабочее время (при 23°C)	3мин. 30 сек. (от начала смешивания)
Время отверждения (при 37°C)	4мин. (от окончания смешивания)
Прочность на сжатие	122Мпа
Толщина плёнки	17µm

AHL

Advanced Healthcare Ltd

Units 2-4 Leavers Estate, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

Tel: +44(0)1892 870500 | Fax: +44(0)1892 870482 | Email: sales@ahl.uk.com | Web: www.ahl.uk.com