

reliaBond

Light-Curing 5th Generation Bonding Adhesive

reliaBond - однокомпонентная светоотверждаемая адгезивная система V поколения для эмали, дентина и металла при работе с компомерами и композитами светового отверждения.

Назначение продукта

При прямых реставрациях зубов с помощью стоматологических компомеров и композитов светового отверждения.

При непрямых реставрациях с помощью светопроводящих вкладок, накладок (inlays, onlays), виниров - с применением для их фиксации композитов светового отверждения.

Особенности

Однокомпонентный - требуется только один этап нанесения. Не содержит растворителя («solvent-free»).

Возможно применение как на влажном, так и на сухом, на протравленном или не протравленном дентине.

Удобная для нанесения консистенция.

Высокая сила адгезии.

Преимущества

Превосходные долгосрочные результаты при разной степени влажности дентина.

Высокая сила адгезии стоматологических компомеров и композитов светового отверждения с эмалью, дентином зуба, металлами.

Высокие показатели адгезии при нанесении на предварительно протравленный и не протравленный дентин.

Уникальная способность проникать в дентин зуба и увлажнять его.

Не имеет резкого запаха (не имеет в составе летучих компонентов, растворителей) – более комфортное для пациента применение.



Информация для заказа

Жидкость	
Упаковка	Код заказа
Флаконт 5мл	АН1200

Технические характеристики	
Микропрочность к дентину	25 МПа
Микропрочность к эмали	31 МПа
Краевая герметизация - эмаль	100%
Краевая герметизация - дентин	99%

AHL

Advanced Healthcare Ltd